




Il sangue viene pompato nel circuito ad un flusso massimo di 1500 ml/min per fornire un'adeguata perfusione all'ossigenatore. Un flusso stabilito dall'utente di 500 ml/min max. è infuso al paziente



PneumoHelp 

**TRATTAMENTO
EFFICACE
DELL'IPERCAPNIA**



PneumoHelp è un marchio registrato di proprietà della IntensiveCare S.p.A



IntensiveCare S.p.A.
Via Terre Risaie, 20/A
84131 Salerno - Italy
P.IVA/VAT IT09474080968

www.intensivecarespa.com - info@intensivecarespa.com

Distribuito da
GETINGE 
www.getinge.com



Un approccio efficace al trattamento della BPCO esacerbata

Uno dei maggiori problemi con i pazienti in BPCO esacerbata è il **fallimento della NIV** che costringe all'intubazione

ECCO₂R è un modo per rimuovere l'eccesso di CO₂ per via extracorporea in tali pazienti incrementando la possibilità di continuare la NIV con pieno successo

PneumoHelp® rappresenta una soluzione semplice per la rimozione extracorporea di CO₂: un approccio mini invasivo combinato ad un'alta efficienza

